


Preservé™

Técnicas y Tecnologías
Menos Invasivas


Cirugía mamaria menos invasiva* que utiliza la preservación del tejido, tecnologías especializadas y técnicas para remodelar el pecho conservando su estructura y función intrínsecas.

Separador de Canales Motiva®




Herramienta de un solo uso diseñada para crear un túnel hasta el borde opuesto del bolsillo del seno deseado. Con un ancho de 2 cm que permite la inserción a través de una incisión mínima, su punta roma facilita la separación del tejido mamario interno.¹

Creación del túnel




Balón inflable Motiva®



Dispositivo de un solo uso que ayuda a crear un bolsillo mamario al alargar suavemente los tejidos de manera controlada y sin trauma, desplazando los tejidos mamarios de forma radial.²

Elongación Controlada del Tejido



SmoothSilk® Ergonomix2® con Zen®



Base: 8cm - 11cm
Proyección: 2,1cm - 4,5cm
Volumen: 95cc - 330cc

El aspecto, sensación y movimiento más natural.**³

**Dentro del portafolio de implantes Motiva®


Manga de Inserción Motiva®

Aberturas:
2,5 cm - 6 cm



Diseñada para una inserción más fácil y rápida del implante SmoothSilk® Ergonomix2® mediante una "técnica sin contacto".

Colocación del Implante



*Comparado con el aumento mamario tradicional.

1.Establishment Labs®, CLIN-001033: Clinical assessment of the Motiva® Channel Separator intended use update. Internal data on file.

2.Establishment Labs®, CLINR-001035. Fifth Progress Report for Minimally Invasive Breast Augmentation Traditional Feasibility Study (CLINP-001007). Data on file.

3.Szycha, P. Advancements in Aesthetic Breast Augmentation: Evaluating the Safety, Efficacy, and Naturalistic Outcomes of Ergonomix2® Implants. Aesth Plast Surg. 2024.

Balón Inflable Motiva® 80
REF MIB-0080



Balón Inflable Motiva® 90
REF MIB-0090



Balón Inflable Motiva® 100
REF MIB-00100



Matrix Motiva Implants Ergonomix2® Round

MINI DEMI FULL



BALÓN INFLABLE	Ø (cm) A→	Catálogo	D (cm) B→	V (cc)	Catálogo	D (cm) B→	V (cc)	Catálogo	D (cm) B→	V (cc)
80 mm	8.00	E2SM-95	2.1	95	E2SD-125	3.0	125	E2SF-135	3.3	135
	8.50	E2SM-110	2.2	110	E2SD-150	3.1	150	E2SF-155	3.5	155
	9.00	E2SM-130	2.3	130	E2SD-170	3.3	170	E2SF-190	3.7	190
90 mm	9.50	E2SM-155	2.4	155	E2SD-195	3.4	195	E2SF-215	3.9	215
	9.75	E2SM-165	2.4	165	E2SD-210	3.4	210	E2SF-240	4.0	240
	10.00	E2SM-175	2.5	175	E2SD-225	3.5	225	E2SF-250	4.1	250
100 mm	10.25	E2SM-180	2.5	180	E2SD-235	3.5	235	E2SF-275	4.2	275
	10.50	E2SM-200	2.6	200	E2SD-250	3.6	250	E2SF-290	4.3	290
	10.75	E2SM-220	2.6	220	E2SD-270	3.7	270	E2SF-320	4.4	320
	11.00	E2SM-235	2.7	235	E2SD-285	3.8	285	E2SF-330	4.5	330

¹ Las dimensiones del Balón Inflable de Motiva® enumeradas son algunas de las posibles opciones para el procedimiento Preservé™. Los médicos deben usar su mejor criterio y experiencia médica para seleccionar el Balón Inflable Motiva® que mejor se adapte a sus necesidades.